

NO	ENGLISH	РУССКИЙ
1	IRRADIATION TEST- PROGRAM RUN	ИЗЛУЧЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ - ПРОГРАММА БЕГ
2	TEMP	ТЕМПЕРАТУРА
3	IRRA UVA340: The lamps is UVA 340	Лампы - UVA 340
4	SP: Setting Value	Устанавливание значения
5	MV: Output capacity, percentage	Способность продукции, процент
6	TOTAL RUN TIME:	Общее время работы:
7	T.RUN : Temperature Testing	Температурное тестирование
8	ON	НА
9	WATER	ВОДЫ
10	OFF	ВЫКЛ
11	SEG RUN TIME: How Long Time has been Used for Current Program Testing	Сколько времени Время Использовалось для текущей о тестирования программы
12	W.RUN : Condensation Test	конденсация Тест
13	PUMP	НАСОС
14	PT/SEG NO: Program, group,	Программа, группы
15	L.RUN : Lamp is on Power, Working	Лампа находится на Власти, Работая
16	W.LVL : Water Level	уровень воды
17	TEST/ PT CYC: The Program Testing, How Many Cycles	Тестирование программы, сколько циклов
18	S.RUN : Spray Test	испытание обрызгиванием
19	USB.L: USB Port connection (on develop)	Связь USB-порта (на развиваются),
20	MAIN	ГЛАВНЫЙ
21	NEXT	СЛЕДУЮЩИЙ
22	HOLD	ДЕРЖАТЬ
23	STEP	ШАГ
24	PAUSE	ПАУЗА
25	STOP	СТОП

